

# NANOGEN<sup>®</sup>

Expert Hair Research<sup>™</sup>



## SCALPROLLER



Étape 3 du Protocole NANOGEN  
**STIMULER & RÉTABLIR**

1 2 **3** 4

### Scalproller



#### Rouleau de micro aiguilles en titane

Augmente l'efficacité de n'importe quel traitement local tout en stimulant la réparation naturelle pour guérir les cicatrices et maintenir une croissance saine des cheveux.

#### Technologie d'avant-garde :

- Micro aiguilles de précision en titane plaqué or

#### Caractéristiques :

- Chaque scalproller est stérilisé
- Emballé dans une boîte hygiénique et durable
- Utilisation de 3 à 6 mois
- Micro aiguilles en titane plaqué or
- Taille 1 : 0,3 mm pour une utilisation domestique
- Taille 2 : 0,5 mm pour une utilisation domestique
- Poignée ergonomique, antidérapante

#### Sanitising Solution

Spray pour nettoyer le Scalproller avant et après chaque utilisation. Le scalproller est à usage personnel, même avec l'utilisation du Sanitising Solution.

#### Avantages :

- Aucune douleur

Votre client peut utiliser la version domestique quotidiennement sans anesthésie, puisque les micro aiguilles de précision n'atteignent pas les nerfs. Les micro-incisions précises provoquent une guérison rapide, ne laissant aucune cicatrice.

- Améliorez l'efficacité de n'importe quel traitement

Le Scalproller améliore l'absorption de n'importe quel traitement local. Les traitements sont plus efficaces, et même sur les parties frontales où les traitements ne fonctionnaient pas toujours correctement. Le Scalproller peut aussi être utilisé lors d'une thérapie PRP, ou après une chirurgie pour réduire l'apparition de cicatrices. Avant l'utilisation du Scalproller pour un traitement médical, Nanogen recommande de consulter un professionnel.

- Sûr à 100% pour les cheveux fins

Le Scalproller est stérilisé et livré dans un emballage stérile certifié. C'est un instrument de grande qualité avec des micro-aiguilles de titane d'ingénierie suédoise et une finition anglaise. Le placage en or empêche la croissance microbienne. La solution d'assainissement du Scalproller est disponible pour l'utilisation domestique. Vos clients sont assurés d'utiliser un produit de qualité médicale, stérile et sûr.

[www.nanogen-france.com](http://www.nanogen-france.com)

Produits distribués par la société COMPLEMENT'HAIR

Le River - Bâtiment 11 - 3/5/7 boulevard Georges Méliès - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE  
Tél. : +331 49 30 77 50 - Fax : +331 49 30 77 62 - E-mail : [nanogen@complementhair.fr](mailto:nanogen@complementhair.fr)